




U ZHUO
旭 ● ● 焯



Easy Paraffin-Out Reagent (IHC)

- * 快速脫蠟，節省染色時間
- * 溫和配方，保護抗原結構
- * 不含二甲苯，低毒性、低氣味
- * 相容多種組織樣本與染色系統
- * 操作簡單，適用各種組織切片樣本



Dilution Buffer (IHC)

- * 最佳化pH值，確保抗體活性與專一性
- * 含抑菌劑，延長抗體儲存與使用期間
- * 有效降低背景染色與非特異性結合
- * 相容多種免疫染色應用
- * 即用型配方，無需額外調製

旭焯有限公司 Xu Zhuo Co., Ltd.

Tel:(02) 2696-3155

Fax:(02)2698-3385

E-mail: xu90698794@gmail.com

公司網站: xuzhuo.com.tw



U ZHUO
旭●焯



Frozen Section Supporting Media (OCT)

- * 快速包埋、凍結均勻
- * 提供切片出色的一致性
- * 不干擾後續染色
- * 配方穩定，無自體螢光
- * 適用各類動物或人類組織

Pap Pen (實驗用阻水筆)

- * 提供薄膜狀疏水屏障，徹底防水
- * 適用於玻片上局部標記
- * 不干擾實驗結果
- * 書寫流暢、省時、省料



品名&規格

售價

Easy Paraffin-Out Reagent (IHC), 500 mL

2500

Dilution Buffer (IHC), 500 mL

2500

Frozen Section Supporting Media (OCT), 105 mL

600

Pap Pen (實驗用阻水筆), 11.7ml

1800

旭焯有限公司 Xu Zhuo Co., Ltd.

Tel:(02) 2696-3155

Fax:(02)2698-3385

E-mail: xu90698794@gmail.com

公司網站: xuzhuo.com.tw